

1 Distillatore elettronico mod. Dualstill Plus

Conforme al regolamento OIV relativo alla determinazione del Titolo Alcolometrico Volumico e dell'Acidità Volatile nei vini e mosti suoi derivati e bevande spiritose.

Strumento ultra-rapido e completamente automatico per la determinazione di ALCOL ed ACIDITÀ VOLATILE; nato e progettato per automatizzare tutte le fasi pre e post distillazione.

Struttura lucida in Acciaio Inox 1810 verniciato a polvere epossidica.

Camera di analisi in Pyrex e PTFE.

Il riscaldamento avviene all'interno di una camera in vetro DURAN attraverso un doppio sistema: Elettrico (elettrodi con controllo elettronico) e Vapore (caldaia ad alta efficienza controllata elettronicamente).

L'interfaccia con l'utente avviene attraverso l'ampio display grafico e la comoda tastiera a membrana: per programmare in modo estremamente semplice tutti i parametri dell'analisi da effettuare (è possibile inserire fino a 99 tipi di analisi diverse).

Caratteristiche Tecniche

Sistema di riscaldamento: elettrico/vapore.

Blocco di fine distillazione: automatico.

Circuito di raffreddamento: acqua ad arresto automatico.

Vaso di distillazione: DURAN PTFE.

Costruzione: acciaio INOX - PTFE.

Alimentazione: 240/220 V 50/60 Hz, 15 Amp.

Tempi di distillazione

ALCOL: circa 3 min. 30 sec. per 100 mL di distillato.

ACIDITA' VOLATILE: circa 7 minuti per 250 mL di distillato.

LA FORNITURA INIZIALE INCLUDE: Kit per l'avviamento dello strumento costituito da n. 2 matracci da 100 cc, n. 1 matraccio da 200 cc, n. 1 beuta da 250 cc, dosatore per antischiuma, dosatore per latte di calce, n. 2 pipette in plastica, contenitore per acqua distillata, prodotti chimici per la distillazione e raccorderia varia, manuale d'istruzioni in italiano.

PROGETTATO E COSTRUITO in ottemperanza ai D.P.R. 459/96, D.P.R. 24/5/98 N. 224 e normativa CEI EN 61010-1. Marcatura "CE".

1



Dualstill Plus

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Dualstill Plus	1	A11350