

# LABORHITS

## Camere Climatiche HPP



**Affidabile**

**Preciso**

**100 % AtmoSAFE**



Sono semplicemente imbattibili nell'efficienza energetica. Inoltre, poiché le camere climatiche HPP hanno una durata estremamente lunga senza necessità di manutenzione, sono perfettamente adatte per test di stabilità, stoccaggi in ambienti controllati e condizionamento. Il controllo della temperatura ad alta precisione, nonché l'umidificazione attiva e la deumidificazione, sono stati adattati in particolare alle linee guida ICH, opzione Q1A, per i test di stabilità.

- Modulo di illuminazione a LED per i volumi da 110 a 750 L (come opzione): luce a LED dimmerabile in tre temperature di colore alternative (luce bianca fredda, luce bianca calda o luce bianca fredda e luce bianca calda, dimmerabile con incrementi dell'1 %)
- Riscaldamento e raffreddamento senza problemi con un solo sistema grazie alla tecnologia Peltier. Praticamente privi di vibrazioni ed estremamente silenziosi

Range temperatura di lavoro volumi 110 - 1060:

- senza luce, senza umidità: 0 (almeno 20 °C sotto amb.) a +70 °C
- senza luce, con umidità: +5 °C (almeno 20 °C sotto amb.) a +70 °C

Range temperatura di lavoro volumi 110 - 750:

- con luce, senza/con umidità: da +15 a +40 °C

Range regolazione temperatura volumi 1400 - 2200:

- senza luce, senza/con umidità: da +15 (almeno 10 °C sotto ambiente) a +60 °C

Regolazione accuratezza temperatura: 0,1 °C

Regolazione range umidità:

- Volumi 110 - 1060: senza luce : da 10 a 90 % rh
- Volumi 1400 - 2200: senza luce: da 10 a 80 % rh
- Volumi 110 - 750: con luce: da 10 a 85 % rh

Accuratezza regolazione umidità: 0,5 % rh

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz

Tipo	Volume nom.	Numero max. ripiani	Ripiani incl.	Dim. interne (L x P x H) mm	Dim. esterne (L x P x H) mm	potenza nominale kW	Peso netto kg	Pz./Cf.	Codice
HPP110	108	5	2	560 x 400* x 480	745 x 656** x 864	0,65	77	1	<b>9.868 021</b>
HPP260	256	9	2	640 x 500* x 800	824 x 756** x 1183	0,92	122	1	<b>9.868 022</b>
HPP410	384	14	2	640 x 500* x 1200	824 x 756** x 1720	1,30	160	1	<b>6.312 191</b>
HPP750	749	14	2	1040 x 600* x 1200	1224 x 856** x 1720	1,50	208	1	<b>9.868 023</b>
HPP1060	1060	14	2	1040 x 850* x 1200	1224 x 1107** x 1720	1,60	260	1	<b>6.272 235</b>
HPP1400	1360	28	4	1250 x 750* x 1450	1435 x 1007** x 1913	3,10	450	1	<b>6.286 315</b>
HPP2200	2140	42	6	1972 x 750* x 1450	2157 x 1007** x 1913	3,50	493	1	<b>6.312 160</b>

\* Meno 10 mm per la ventola \*\* Profondità senza maniglia della porta, aggiungere 56 mm